

Электронные Bluetooth весы-анализатор состава тела

Руководство по эксплуатации

Благодарим за выбор нашего продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Функции и возможности весов

- 1) Предельно допустимый вес при взвешивании: 150кг, деление: 100г
- 2) Автоматическое включение и выключение
- 3) Измерение: веса тела, телесного жира, скорости основного обмена веществ (уровня метаболизма), процентного содержания жира, влаги, мышц в организме, костной массы, ИМТ (индекса массы тела), подкожного жира, процентного содержания белка.
- 4) Система высокоточных тензометрических датчиков и высокопроизводительный процессор обеспечивают точность и достоверность измерения.
- 5) Индикация разряженной батареи и перегрузки весов

Примечание. Весы автоматически включаются при установке на платформу объекта весом 5 кг и более. После включения весов минимальный вес измерения составляет 3 кг.

Батарейки

Перед использованием весов вставьте батарейки AAA. Поставьте весы на ровный жесткий пол.

2. Эксплуатация

А. Как измерить вес тела?

Если вы не подключили весы к мобильному устройству через Bluetooth, то можете просто встать на весы и измерить только вес тела. Для этого выполните следующие шаги:

- 1) Весы можно использовать только на твердой и ровной поверхности. Не следует ставить весы на ковер или мягкую поверхность.



- 2) Осторожно встаньте на платформу весов. Стойте по возможности неподвижно, пока не завершится процесс измерения веса и на дисплее не отобразится результат измерения (как показано на рисунке). При отсутствии дальнейших действий пользователя весы автоматически отключаются.

Б. Как подключить весы к мобильному устройству через Bluetooth для измерения веса тела, телесного жира, скорости основного обмена веществ (уровня метаболизма), процентного содержания жира, влаги, мышц в организме, костной массы, ИМТ (индекса массы тела), подкожного жира, процентного содержания белка, висцерального (внутреннего) жира, возраста тела

1) Загрузите приложение. Название приложения: AIFit



Пожалуйста, отсканируйте расположенный ниже QR-код и загрузите приложение <AIFit> на свой телефон.

Примечание. Наше приложение доступно для устройств iOS и Android (версия Android 4.3 и выше) с поддержкой Bluetooth 4.0 (и выше).



Android





iOS

Приложение “AIFit” можно скачать из Apple store или Google play

2) Регистрация пользователя

Запустите приложение <AIFit> и зарегистрируйте учетную запись. Установите пользователя и заполните профиль пользователя.



3) Подключение к мобильному устройству


Сначала включите функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве <Настройки>--<Bluetooth>



Запустите приложение <AIFit> и оно автоматически выполнит сопряжение мобильного устройства с Bluetooth-весами.




Если вам нужно подключить весы к другому устройству, необходимо нажать в приложении на значок <My Device>(<Мое устройство>), чтобы отменить сопряжение с текущим устройством.



4) Измерение


Установите весы на твердую, плоскую и ровную поверхность. На дисплее должно отображаться “0.0”.

Встаньте на платформу весов босыми ногами, стойте прямо и неподвижно, пока результат измерения не отобразится и не зафиксируется на дисплее. Затем подождите еще секунду, чтобы результат измерения отобразился в приложении.



3. Индикация ошибок и неисправностей весов

Перегрузка или неправильное взвешивание: При превышении предельно допустимого веса, на LCD дисплее весов появляется надпись “Err”. Пожалуйста, не перегружайте весы, во избежание поломок и повреждений.



Разряженная батарея: Если на дисплее появилась надпись “Lo”, следует открыть батарейный отсек и заменить батарейки. При установке новых батареек соблюдайте правильную полярность.



4. Внимание

- 1) Для измерения процентного содержания жира, воды, мышц в организме, а также костной массы (кг), ИМТ и калорий: снимите обувь и носки, встаньте на весы босыми ногами, чтобы ступни контактировали со встроенными электродами.
- 2) Если весы не работают, проверьте батарейки. При необходимости замените их на новые.
- 3) Для очистки загрязненной поверхности весов используйте мягкую ткань, смоченную спиртом или очистителем стекла. Не используйте мыло или какие-либо другие химические вещества. Не подвергайте весы воздействию влаги, тепла и чрезмерно низких температур.

- 4) Весы являются высокоточным измерительным устройством. На весах нельзя прыгать и топтать ногами. Не разбирайте весы, при перемещении обращайтесь с ними осторожно, чтобы не сломать.
- 5) Весы предназначены только для бытового семейного использования, данное устройство не подходит для профессионального использования. Результаты измерения процентного содержания жира, воды и мышц в организме, а также костной массы (кг), ИМТ и калорий предназначены только для справочных целей. Прежде чем перейти на какую-либо диету или начать тренироваться по какой-либо программе упражнений, вам следует проконсультироваться с врачом.

Предупреждение: Если поверхность весов мокрая, на ней можно поскользнуться! Когда стеклянная платформа мокрая, она очень скользкая, поэтому перед использованием убедитесь, что стеклянная поверхность весов и ваши ноги сухие. Не становитесь мокрыми ногами на весы!

